

【検尿用採尿具 ピー・ポールⅡの使い方】

1.黄色のカバーをまっすぐ抜きとり、口部分をキャップの中にしかりさし込みます。




2.放尿中の尿に採取口をあてると尿がとれます。



3.尿を採取後黄色カバーをもう一度抜きとり元の位置に戻します。戻すときは、カチッと音がするまでしっかり奥まで差し込んで下さい。



4.尿を採取後、袋のラベルをキリトリ線より切り離して銀色のテープをはがし、油性ペンで記名後、巻き付けて貼ってください。



5.袋にも油性ペンで所属、学生番号、氏名等を記入し、袋に採尿容器を入れ、指定された日時に提出してください。※文字が滲んだり消えたりして判別不能の場合、未受検の扱いとなります。